

NeoLISA® BIO



ic
INTERCIENTIFICA

NeoLISA® BIO

O Produto



Neonatal

1. Fenilcetonúria
2. Hipotireoidismo Congênito
3. Fibrose Cística
4. Hiperplasia Adrenal Congênita
5. Galactosemia
6. Deficiência de G6PD
7. Deficiência de Biotinidase
8. Doença do Xarope de Bordo
9. Doenças Infecciosas (ToRCCSHH)
10. Sheath Fluid
11. Microesferas de Calibração e Controle
12. *Cartão para Coleta de Sangue*
13. *Equipamentos e seus acessórios*
14. *Softwares de Gerenciamento de Dados e Resultados*
15. *Treinamentos*
16. *Manutenção Preventiva e Corretiva*



NeoLISA® BIO

O Produto



- Avaliação da atividade enzimática da biotinidase;
- Sangue seco em papel filtro;
- Método Enzimático Colorimétrico Qualitativo e Semi-quantitativo.

PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 2010
1º Colocado - Etapa Região Sudeste
PEQUENA EMPRESA



ic
INTERCIENTIFICA

NeoLISA® BIO

Fluxograma Ensaio Manual



Picotagem




Pipetagem



Eluição/Incubação
(16 horas);



Pipetagem
1, 2, 3 e 4



Resultado



PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 2010
1º Colocado - Etapa Região Sudeste
PEQUENA EMPRESA



NeoLISA® BIO

Fluxograma Ensaio Automatizado



Picotagem



Ensaio totalmente automatizado



PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 2010
1º Colocado - Etapa Região Sudeste
PEQUENA EMPRESA



ic
INTERCIENTIFICA

NeoLISA[®] BIO

Resultados



PRÊMIO FINEP DE INOVAÇÃO 2010
1º Colocado - Etapa Região Sudeste
PEQUENA EMPRESA



ic
INTERCIENTIFICA

NeoLISA® BIO

Vantagens

- Sensibilidade do Teste Semiquantitativo: 100%;
- Especificidade do Teste Semiquantitativo: 99,88%;
- Diferenciação precisa entre casos normais, intermediários e deficientes;
- Excelente custo benefício;
- Reagentes prontos para uso;
- Procedimento laboratorial simplificado.

